

Parownice porcelanowe - glazurowane - głębokie



Parownica porcelanowa wykonana z wysokogatunkowej porcelany produkcji czeskiej. Zgodna z normą DIN 12 903.

Parownica jest odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.

Dzięki pokryciu glazurą możliwe jest używanie parownicy w temperaturach do 1000°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1860	Parownica porcelanowa z wylewem	206/0	10 ml	40 mm	16 mm
	S-1861	Parownica porcelanowa z wylewem	206/1	20 ml	50 mm	20 mm
	S-1862	Parownica porcelanowa z wylewem	206/1a	30 ml	63 mm	25 mm
	S-1863	Parownica porcelanowa z wylewem	206/2	60 ml	80 mm	32 mm
	S-1864	Parownica porcelanowa z wylewem	206/2a	107 ml	81 mm	38 mm
	S-1865	Parownica porcelanowa z wylewem	206/3	140 ml	94 mm	42 mm
	S-1866	Parownica porcelanowa z wylewem	206/3a	150 ml	100 mm	40 mm
	S-1867	Parownica porcelanowa z wylewem	206/4	232 ml	112 mm	47 mm
	S-1868	Parownica porcelanowa z wylewem	206/4/0	285 ml	125 mm	50 mm
	S-1869	Parownica porcelanowa z wylewem	206/4a	300 ml	132 mm	55 mm
	S-1870	Parownica porcelanowa z wylewem	206/5	400 ml	138 mm	61 mm
	S-1871	Parownica porcelanowa z wylewem	206/6/0	580 ml	160 mm	64 mm
	S-1872	Parownica porcelanowa z wylewem	206/6a	700 ml	170 mm	74 mm
	S-1873	Parownica porcelanowa z wylewem	206/7a	1000 ml	200 mm	80 mm
	S-1874	Parownica porcelanowa z wylewem	206/8	1300 ml	202 mm	86 mm
	S-1875	Parownica porcelanowa z wylewem	206/10a	6000 ml	320 mm	140 mm

Opis

Parownica porcelanowa wykonana z wysokogatunkowej porcelany produkcji czeskiej. Zgodna z normą DIN 12 903.

Parownica jest odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.

Dzięki pokryciu glazurą możliwe jest używanie parownicy porcelanowej w temperaturach do 1000°C.