




Maty uszczelniające do płytek PCR - z silikonu

Maty wykonane z silikonu, który zachowuje elastyczność nawet przy najniższych temperaturach. Przeznaczone do zamykania płytek 96- oraz 384-stanowiskowych. Wielokrotnego użytku. Mogą być autoklawowane i przekłuwane. Idealne do wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS) oraz długotrwałego przechowywania próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-5162	Maty silikonowe do płytek PCR - płaskie	10 szt.

Opis

Maty wykonane z silikonu, który zachowuje elastyczność nawet przy najniższych temperaturach. Przeznaczone do zamykania płytek 96- oraz 384-stanowiskowych. Wielokrotnego użytku. Mogą być autoklawowane i przekłuwane. Idealne do wysokosprawnych testów przesiewowych (HTS) oraz długotrwałego przechowywania próbek. Po przekłuciu w dalszym ciągu zapewniają hermetyczne zamknięcie. Doskonała odporność chemiczna na rozpuszczalniki (m.in. DMSO).

Model **7-5162** jest odporny na temperaturę w zakresie od **-80°C** do **+121°C**.