



Paski foliowe MiniStrips™ do zamykania płytek



Paski do zamykania wykonane z poliestru, sterylne lub niesterylne. Samoprzylepne. Perforowane końce ułatwiają szybkie i łatwe naklejenie. Paski do zamykania jednego lub dwóch rzędów próbek, oraz do zamykania przekłutych folii. Minimalizują ewaporację i kontaminację krzyżowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-1430	Paski foliowe MiniStrips™ do zamykania płytek	PE	niesterylne	200 szt.
	B-1431	Paski foliowe MiniStrips™ do zamykania płytek	PE	sterylne	200 szt.

Opis

Paski do zamykania wykonane z poliestru, sterylne lub niesterylne. Samoprzylepne. Perforowane końce ułatwiają szybkie i łatwe naklejenie. Paski do zamykania jednego lub dwóch rzędów próbek, oraz do zamykania przekłutych folii. Minimalizują ewaporację i kontaminację krzyżowe.

Grubość: 50 µm.

Wymiary (dł. x szer.): 103,2 x 19 mm.

Trwałe w temp.: -40 do +120°C.

Produkty w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.