



Urządzenie do nakładania przykrywek

Urządzenie przeznaczone do łatwego zamykania 8-stanowiskowych pasków do PCR oraz 96-stanowiskowych płytek do PCR i mikrotestów za pomocą 8-stanowiskowych pokrywek w paskach lub mat zamykających. Poprzez naciskanie i odpowiednie rozwijanie pokrywki zostają mocno wciśnięte w otwory, a płytki bezpiecznie zamknięte bez dotykania ich powierzchni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	A-621713	Urządzenie z tworzywa sztucznego do nakładania przykrywek

Opis

Urządzenie przeznaczone do łatwego zamykania 8-stanowiskowych pasków do PCR oraz 96-stanowiskowych płytek do PCR i mikrotestów za pomocą 8-stanowiskowych pokrywek w paskach lub mat zamykających. Poprzez naciskanie i odpowiednie rozwijanie pokrywki zostają mocno wciśnięte w otwory, a płytki bezpiecznie zamknięte bez dotykania ich powierzchni.

Materiał: PP, autoklawowalny