



pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20



Podstawowa wersja wysokiej jakości, stołowego pH-metru renomowanej firmy Mettler Toledo, przeznaczonego do szybkich, precyzyjnych pomiarów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	B-8800	pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20-Meter	bez elektrody	30266658
	B-8801	pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20-Standard	z elektrodą LE438	30266626

Opis

Podstawowa wersja stołowego pH-metru, przeznaczonego do szybkich, precyzyjnych pomiarów. Praca z pH-metrem FiveEasy F20 jest łatwa i przyjemna dzięki dużemu, dobrze zorganizowanemu wyświetlaczowi i intuicyjnie rozmieszczonym przyciskom. Na ekranie ze zrozumiałymi ikonami, wyświetlane są wszystkie informacje, takie jak dane pomiaru, status elektrody i bieżąca kalibracja. Urządzenie to ma niewielkie wymiary i nie zajmuje dużo miejsca na stole roboczym. Statyw elektrody można łatwo wymontować i umieścić z boku miernika. Urządzenia serii FiveEasy stanowią doskonałe wyposażenie, zapewniające wiarygodne dane pomiarowe – za rozsądną cenę.

Zestaw	Zawartość	Zastosowanie
FiveEasy™ F20-Meter	sam miernik z zestawem standardowym	w przypadku posiadania czujnika
FiveEasy™ F20-Standard	czujnik LE438, zestaw standardowy	Szeroki zakres próbek, w tym emulsje i zawiesiny

* zestaw standardowy zawiera: Skrócona instrukcja instalacji Pakiet startowy buforów pH

Wszystkie pH-metry posiadają certyfikat CE.

**Dane
techniczne**

Parametr	FiveEasy™ F20
Zakres pomiarowy	0,00–14,00 pH
Rozdzielczość/dokładność	0,01/±0,01 pH
Punkty kalibracji	3
Predefiniowane grupy buforów	4
Zakres temperatur	0-100 °C
Rozdzielczość/dokładność pomiaru temperatury	0,1/±0,5 °C
Kompensacja temperaturowa	ATC i MTC
Wyjście analogowe	Tak
Sygnał dźwiękowy	Tak