



Mieszadła magnetyczne Multistirrer 6 i Multistirrer 15



Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15-stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Nadają się do długiej pracy. Polecane zwłaszcza do mikrotitracji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Pręd. obrotowa
	B-8210	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 6	6 miejsc	80-1500 obr./min
	B-8211	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 15	15 miejsc	80-1500 obr./min

Opis

Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15-stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Zakres prędkości mieszania wynosi 80-1500 obr./min. Posiadają łagodny start, a także szybki i płynny rozruch. Elektroniczna kontrola prędkości jest bardzo dokładna – również przy niskich prędkościach. Mieszadła Multistirrer posiadają niewielką wysokość i mały ciężar, dzięki czemu są bardzo ergonomiczne. Nadają się do długiej pracy – nie nagrzewają się nawet po kilku dniach pracy ciągłej. Idealne do wielu zastosowań w dziedzinie mikrobiologii i biochemii – zwłaszcza polecane do mikrotitracji.

Dane techniczne

Parametr	Multistirrer 6	Multistirrer 15
Moc	3,6 W	9,0 W
Zakres prędkości	80 - 1500 obr./min	80 - 1500 obr./min
Kontrola prędkości	cyfrowa	cyfrowa

Parametr	Multistirrer 6	Multistirrer 15
Ilość stanowisk	6	15
Odległość między centrami kolejnych stanowisk	100 mm	74 mm
Maks. obj. mieszanej cieczy na jednym stanowisku (wody)	400 ml	250 ml
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	230 x 51,5 x 370 mm	230 x 51,5 x 370 mm
Ciężar	1,75 kg	2,1 kg