



Pipeta strzykawkowa 96-kanalowa Vaccu-Pette do płytek mikrotitracyjnych



96-kanalowa pipeta strzykawkowa przeznaczona do płytek mikrotitracyjnych. Umożliwia wypełnienie wszystkich 96 zagłębień płytki w ciągu kilku sekund. Maks. poj. 35 ml. Wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Z możliwością autoklawowania w temp. do 180°C. Wielokrotnego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-8105	Vaccu-Pette/96 do płytek mikrotitracyjnych - zestaw

Opis

96-kanalowa pipeta strzykawkowa przeznaczona do płytek mikrotitracyjnych. Umożliwia wypełnienie wszystkich 96 zagłębień płytki w ciągu kilku sekund. Maks. poj. 35 ml. Wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Z możliwością autoklawowania w temp. do 180°C. Wielokrotnego użytku. Dostawa wraz ze strzykawką z tworzywa sztucznego o poj. 35 ml.