



Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit

SARTORIUS

Puste pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami firmy Sartorius Biohit – odpowiednie do końcówek Optifit Tips bez filtra. Mlecznoprzeźroczyste. Z uchylnym wieczkiem i zatrzaskowym zamknięciem, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie pudełka. W pełni autoklawowalne w 121°C (20 min). Pudełka nie zawierają końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0508	Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit	10 µl, 200 µl, 350 µl	10 szt.	790910
	K-0509	Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit	1000 µl, 1200 µl	10 szt.	790920

Opis

Puste pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami firmy Sartorius Biohit – odpowiednie do końcówek Optifit Tips bez filtra. Mlecznoprzeźroczyste. Z uchylnym wieczkiem i zatrzaskowym zamknięciem, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie pudełka. W pełni autoklawowalne w 121°C (20 min). Pudełka nie zawierają końcówek.