



Oryginalne końcówki do pipet HTL



Oryginalne końcówki do pipet HTL zostały zastąpione przez [nowe modele Generic](#).

Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.
	B-3900	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl	worek	1000 szt.
	B-3901	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3902	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl	pudełko sterylne	10x96 szt.
	B-3932	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl	stos	96 szt. x 5 tacek
	B-3933	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl	zestaw wymiennych tacek	96 szt. x 2x5 tacek + 2 pudełka
	B-3929	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl (długie)	worek	1000 szt.
	B-3930	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl (długie)	pudełko	10x96 szt.
	B-3931	Kończówki typu mikro	0,5-10 µl (długie)	pudełko sterylne	10x96 szt.
	B-3903	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-200 µl	worek	1000 szt.
	B-3904	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-200 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3905	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-200 µl	pudełko sterylne	10x96 szt.
	B-3934	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-200 µl	stos	96 szt. x 5 tacek
	B-3906	Kończówki z fazowanym zakończeniem i znacznikami	1-200 µl	worek	1000 szt.
	B-3908	Kończówki z fazowanym zakończeniem i znacznikami	1-200 µl	pudełko sterylne	10x96 szt.
	B-3937	Kończówki z fazowanym zakończeniem i znacznikami	1-200 µl	zestaw wymiennych tacek	96 szt. x 2x5 tacek + 2 pudełka
	B-3909	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-300 µl	worek	1000 szt.
	B-3910	Kończówki z fazowanym zakończeniem	1-300 µl	pudełko	10x96 szt.

	B-3912	Końcówki z fazowanym zakończeniem	100-1000 µl	worek	1000 szt.
	B-3913	Końcówki z fazowanym zakończeniem	100-1000 µl	pudełko	10x100 szt.
	B-3914	Końcówki z fazowanym zakończeniem	100-1000 µl	pudełko sterylne	10x100 szt.
	B-3917	Końcówki typu makro	1000-5000 µl	worek	250 szt.
	B-3918	Końcówki typu makro	1000-10000 µl	worek	200 szt.

Opis

Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i idealnej czystości. Końcówki są autoklawowalne.

Dostępne rodzaje opakowań to:

- **worek** – ekonomiczne opakowanie, końcówki luzem w torebce z zamknięciem strunowym,
- **pudełko** – wygodne, zamykane pudełko na końcówki, dostępne w wersji sterylnej lub niesterylnej, w opakowaniu 10 pudełek po 96 szt. końcówek,
- **stos** – zestaw zawiera 5 tacek z końcówkami, ułożonych jedna na drugiej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca w laboratorium (tylko końcówki o poj. 0,5-10 µl oraz 1-200 µl),
- **wymienne tacki** – zestaw zawiera 2 pudełka na końcówki oraz 2x5 tacek z końcówkami, które można z łatwością umieścić w pustym pudełku (tylko końcówki o poj. 0,5-10 µl oraz 1-200 µl).

Puste pudełka na wymienne tacki z końcówkami HTL o Nr-Art. B-0269 należy zamawiać osobno.

[Tabela kompatybilności końcówek HTL z pipetami innych producentów – tutaj.](#)

Oryginalne końcówki do pipet HTL zostały zastąpione przez [nowe modele Generic](#).