



Pojemnik na okulary ochronne

Pojemnik na okulary ochronne wykonany z tworzywa sztucznego z wyraźnym oznaczeniem informacyjnym na górnej części pojemnika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x gł. x wys.
	L-0419	Pojemnik na okulary ochronne	205 x 93 x 85 mm

Opis

Praktyczny pojemnik do przechowywania [okularów ochronnych](#). Wykonany z tworzywa sztucznego w wyrazistym ostrzegawczym kolorze. Na przykrywce naniesiony kontrastowy piktogram oznaczający zawartość. Wygodny i łatwy w użytkowaniu. Przeznaczony do przechowywania na blacie roboczym. Pozwala na przechowywanie okularów laboratoryjnych w bezpiecznych warunkach, zapobiegając ich uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdzi się w większości laboratoriów.

Wymiary zewnętrzne:

- szerokość 205 mm,
- głębokość 93 mm,
- wysokość 85 mm.