



## Probówki wirówkowe Nunc z PP - 50 ml - z polem do opisu - sterylne - w workach



Probówki wirówkowe typu falcon o pojemności 50 ml, wykonane z wysokogatunkowego polipropylenu. Stożkowodenne odporne na wysokie prędkości wirowania.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                     | Pojemność | Stopień czystości | Pakowane     | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|
|  | 339652  | Probówki typu Falcon z PP | 50 ml     | sterylne          | 20 x 25 szt. | 500 szt. |

### Opis

Probówki wirówkowe, stożkowodenne typu falcon wykonane z dobrego gatunkowo polipropylenu, pakowane w worki. Zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i wygodzie użytkownika. Posiadają szczelne zakrętki zapobiegające zanieczyszczeniom i przypadkowemu wylaniu się próbek. Probówki te mają praktyczne, duże pole opisowe, które pozwala na ich czytelne oznaczanie. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości polipropylenu mogą być wirowane przy dużych prędkościach.

- maksymalna prędkość wirowania RCF 17000 x g,
- sterylne,
- pojemność 50 ml,
- kształt dna probówki – stożkowy,
- wyposażone w podziałkę,
- pakowane po 500 szt. w worku.