



Rozsuwany statyw na próbówki Work2Store



Statyw przeznaczony na 64 próbówki o średnicy 12 mm (1,5-2 ml). Praktyczny dzięki możliwości rozsuwania rzędów, co ułatwia dostęp do próbówek. Posiada alfanumeryczne oznakowanie otworów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	A-733100	Rozsuwany statyw na próbówki Work2Store

Opis

Statyw przeznaczony na 64 próbówki o średnicy 12 mm (1,5-2 ml). Praktyczny dzięki możliwości rozsuwania rzędów, co ułatwia dostęp do próbówek. Posiada alfanumeryczne oznakowanie otworów.

Wymiary zamkniętego statywu: 133 x 133 x wys. 53 mm.

Odporny na temperatury: od -80 do + 121 °C.