



Rozsuwany statyw na probówki Work2Store Micro



Statyw przeznaczony na 96 probówek o poj. 0,2 ml lub (po odwróceniu statywu do góry dnem) 64 probówki 0,5 ml. Praktyczny dzięki możliwości rozsuwania rzędów, co ułatwia dostęp do probówek. Posiada alfanumeryczne oznakowanie otworów. Wyposażony w przezroczystą pokrywkę, co umożliwia wykorzystywanie go jako kriopudełka na probówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	A-733101	Rozsuwany statyw na probówki Work2Store Micro

Opis

Statyw przeznaczony na 96 probówek o poj. 0,2 ml lub (po odwróceniu statywu do góry dnem) 64 probówki 0,5 ml. Praktyczny dzięki możliwości rozsuwania rzędów, co ułatwia dostęp do probówek. Posiada alfanumeryczne oznakowanie otworów. Wyposażony w przezroczystą pokrywkę, co umożliwia wykorzystywanie go jako kriopudełka na probówki. Autoklawowalny (pokrywka musi być otwarta).

Wymiary zamkniętego statywu: 133 x 133 x wys. 48 mm.

Odporny na temperatury: od -80 do + 121 °C.