



Butelki gwintowane z wąską szyjką - przeźroczyste - bez zakrętek - o poj. 30 ml - 1 l

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z przeźroczystego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu
	2-1450	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	30 ml	34 x 74 mm	18 mm
	2-1451	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	50 ml	37 x 97 mm	18 mm
	2-1452	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	100 ml	45 x 117 mm	22 mm
	2-1453	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	250 ml	62 x 149 mm	22 mm
	2-1454	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	500 ml	76 x 184 mm	25 mm
	2-1455	Butelka gwintowana z wąską szyjką - przeźroczysta - bez zakrętki	1000 ml	97 x 218 mm	28 mm

Opis

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z przeźroczystego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Zakrętki należy zamawiać osobno.