



Kriopudełka neoBox-81



Pudełka do przechowywania próbek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. Alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczysta, szczelnie zamykająca pokrywka ułatwiają identyfikację próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2910	Kriopudełko neoBox-81	bezbbarwne
	2-2911	Kriopudełko neoBox-81	żółte
	2-2912	Kriopudełko neoBox-81	zielone
	2-2913	Kriopudełko neoBox-81	różowe
	2-2914	Kriopudełko neoBox-81	niebieskie
	2-2915	Kriopudełko neoBox-81	pomarańczowe
	2-2916	Zestaw kriopudełek neoBox-81 - 6 szt.	różne kolory

Opis

Pudełka do przechowywania próbek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. Alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczysta, szczelnie zamykająca pokrywka ułatwiają identyfikację próbek. Dostępne w różnych kolorach.

Materiał: polipropylen.

Wymiary: 131 x 131 x 45 mm (dł. x szer. x wys.).

Pudełka można przechowywać w stojakach ze stali nierdzewnej (Nr-Art. 2-2710, 2-2711 i 2-2716).

Możliwość nabycia praktycznego zestawu składającego się z 6 pudełek, po 1 sztuce w kolorach: przeźroczystym, żółtym, zielonym, różowym, niebieskim i pomarańczowym.