



## Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem. Pojemność podana w tabeli dotyczy pojemności roboczej.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                       | Pojemność | Śr. zew. | Wysokość |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|  | L-1160  | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem | 250 ml    | 120 mm   | 70 mm    |
|  | L-1162  | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem | 450 ml    | 145 mm   | 75 mm    |

### Opis

Moździerz porcelanowy z wylewem. Wewnątrz szorstki, na zewnątrz glazurowany. Zawiera w zestawie tłuczek z szorstką końcówką. Pojemność podana w tabeli dotyczy pojemności roboczej.