



Statywy 40-miejscowe Multi-Rack



Statywy mogą być stosowane obustronnie. Na jednej stronie znajdują się oznaczone alfanumerycznie miejsca na 32 probówki 0,5 ml oraz 8 probówek 1,5/2 ml, na drugiej na 32 probówki 1,5/2 ml i 8 probówek 0,5 ml. Wyposażone w pokrywkę pyłoszczelną.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2745	Statyw Multi-Rack	przeźroczysty
	2-2746	Statyw Multi-Rack	niebieski
	2-2747	Statyw Multi-Rack	zielony
	2-2748	Statyw Multi-Rack	pomarańczowy
	2-2749	Statyw Multi-Rack	różowy
	2-2754	Statyw Multi-Rack	żółty
	2-2755	Pokrywka zapasowa	przeźroczysta

Opis

Statywy mogą być stosowane obustronnie. Na jednej stronie znajdują się oznaczone alfanumerycznie miejsca na 32 probówki 0,5 ml oraz 8 probówek 1,5/2 ml, na drugiej na 32 probówki 1,5/2 ml i 8 probówek 0,5 ml. Wyposażone w pokrywkę pyłoszczelną.

Wymiary: 170 x 80 x wys. 28 mm (bez pokrywki), 170 x 80 x wys. 50 mm (z pokrywką).