



Pudełko Combi-Rack na 64 probówki

Mogą być stosowane obustronnie. Górna część jest przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, dolna na probówki o poj. 0,5 ml. 64-stanowiskowe (8 x 8). Oznaczenia alfanumeryczne oraz przeźroczysta, pyłoszczelna pokrywka ułatwiają identyfikację próbek. Wykonane z PP. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być wykorzystywane w zamrażarkach do -90°C.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2590	Pudełko Combi-Rack na 64 probówki	żółte
	2-2591	Pudełko Combi-Rack na 64 probówki	czerwone
	2-2592	Pudełko Combi-Rack na 64 probówki	zielone
	2-2593	Pudełko Combi-Rack na 64 probówki	niebieskie
	2-2594	Pudełko Combi-Rack na 64 probówki	pomarańczowe

Opis

Mogą być stosowane obustronnie. Górna część jest przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, dolna na probówki o poj. 0,5 ml. 64-stanowiskowe (8 x 8). Oznaczenia alfanumeryczne oraz przeźroczysta, pyłoszczelna pokrywka ułatwiają identyfikację próbek. Wykonane z PP. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być wykorzystywane w zamrażarkach do -90°C.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 130 x 130 x 45 mm.