



Szczotka do pipet

Szczotka do czyszczenia pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Szczecina z nylonu i ocynkowany, druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Śr. włosia	Dł. włosia	Dł. uchwytu	Dł. całk.
	B-1565	Szczotka do pipet	brak	5 mm	100 mm	375 mm	480 mm

Opis

Szczotki z nylonową szczecina i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do czyszczenia pipet lub innych wąskich naczyń laboratoryjnych. Można użytkować ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi.

W ofercie posiadamy również [szczotki z pędzelkiem](#) oraz [szczotki z bawełnianą główką](#).