



Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia

Szczotka do butelek laboratoryjnych, kolb, zlewek, cylindrów i innych naczyń. Wykonana z naturalnego włosia. Z ocynkowanym, drucianym trzonkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Szt./Op.
	B-3622	Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny		1 szt.

Opis

Szczotka do butelek laboratoryjnych, kolb, zlewek, cylindrów i innych naczyń. Wykonana z naturalnego włosia. Z ocynkowanym, drucianym trzonkiem.

Materiał włosia: naturalna szczecina.

Długość całkowita: 370 mm.

Długość szczotki: 85 mm.

Średnica szczotki: 50 mm.