



Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb



Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwia dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecinią, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6010	Szczotka do okrągłych kolb
	1-6011	Zapasowa końcówka szczotki

Opis

Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwia dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecinią, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem. Końcówka jest lekko wygięta. Pasuje do każdej kolby ze szlifem NS 34 lub większym. Szczotka z wygiętą końcówką nadaje się doskonale do oczyszczania wstępnego przed włożeniem naczynia do zmywarki laboratoryjnej.

Wymiary końcówki (dł. x szer.): 45 x 21 mm.

Dł. włosia: 8 mm.

Dł. trzonka: 370 mm.

Śr. trzonka: 7 mm.