



Pojemnik chłodzący - poj. 3,7 litra

Niebieskobiały pojemnik chłodzący wykonany z polipropylenu. Posiada izolację z pianki PU, dzięki czemu długo utrzymuje temperaturę. Lekki, z dużym otworem ułatwiającym napełnianie i czyszczenie oraz z zakręcaną pokrywą. Wyposażony w praktyczny, wygodny uchwyt do przenoszenia oraz chowany wylew.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary
	L-0390	Pojemnik chłodzący	3,7 l	303 x 210 x 325 mm

Opis

Niebieskobiały pojemnik chłodzący wykonany z polipropylenu. Posiada izolację z pianki PU, dzięki czemu długo utrzymuje temperaturę. Lekki, z dużym otworem ułatwiającym napełnianie i czyszczenie oraz z zakręcaną pokrywą. Wyposażony w praktyczny, wygodny uchwyt do przenoszenia oraz chowany wylew.

Wymiary: 303 x 210 x 325 mm.