



Zestaw statywów na próbówki PCR



Statywy z przezroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8 x 12) probówek 0,2 ml lub na próbówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-732309	Zestaw statywów na próbówki PCR	różnokolorowe	5 szt.

Opis

Statywy z przezroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8 x 12) probówek 0,2 ml lub na próbówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 138 x 98 x 39 mm (30 mm bez pokrywki).

Opakowanie zawiera 5 statywów w kolorach: zielonym, czerwonym, fioletowym, żółtym, niebieskim.