



Pudełka na próbówki Falcon

Pudełka na 25 probówek o średnicy do 17 mm (np. Falcony 15 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-25, nadrukowaną na wkładzie na probówce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Kolor	Liczba miejsc
	B-1610	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	żółty	5 x 5
	B-1611	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	pomarańczowy	5 x 5
	B-1612	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	różowy	5 x 5
	B-1613	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	zielony	5 x 5
	B-1614	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	niebieski	5 x 5
	B-1615	Pudełko na próbówki Falcon	15 ml	przeźroczysty	5 x 5

Opis

Pudełka na 25 probówek o średnicy do 17 mm (np. Falcony 15 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-25, nadrukowaną na wkładzie na probówce.

Wymiary: 130 x 130 x wys. 128 mm.