



## Miniwirówka Gusto™



Mała, kompaktowa wirówka o bardzo dużym przyspieszeniu i prędkości maksymalnej. Idealnie nadaje się do przygotowania próbek do PCR i HPLC, rozdzielania komórek, zastosowań klinicznych. Cicha, o małych wibracjach, łatwa w czyszczeniu, z napędem o długiej żywotności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Nr producenta
	K-0530	Miniwirówka Gusto™	500-12500 obr./min	HS10050

### Opis

Mała, kompaktowa wirówka laboratoryjna o bardzo dużym przyspieszeniu i prędkości maksymalnej. Idealnie nadaje się do przygotowania próbek do PCR i HPLC, rozdzielania komórek, zastosowań klinicznych. Cicha, o małych wibracjach, łatwa w czyszczeniu, z napędem o długiej żywotności.

Rotory wymienia się bardzo łatwo, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Wirówka jest prosta w obsłudze, posiada przycisk szybkiego wirowania oraz zabezpieczenie przed otwarciem w trakcie pracy. Sterowanie ręczne pozwala użytkownikowi na otwarcie pokrywy w przypadku awarii zasilania.

Posiada znak CE.

#### Dostawa obejmuje:

- 12 miejscowy rotor dla próbek 1,5/2,0 ml,
- 32 miejscowy rotor do próbek 0,2 ml (pojedynczych lub w paskach 4 x 8),
- 12 adapterów 0,2 ml,
- 12 adapterów 0,5 ml,
- zasilacz.

**Prędkość:** 500 - 12 500 obr./min.

**RCF:** 9 800 x g.

**Wymiary:** 203 x 171 x 114 mm.

**Waga wirówki (bez rotora):** 1,3 kg.

**Waga rotora:** ok. 300g.

**Waga zestawu:** 2,7 kg.