



Rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową - bezpudrowe

Diagnostyczne rękawice bezpudrowe, powlekane wewnątrz warstwą polimerową. Teksturowane - umożliwiają precyzyjne i pewne chwytanie nawet drobnych przedmiotów. Elastyczne i miękkie, idealnie dopasowują się do dłoni użytkownika. Posiadają rolowany mankiet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	P-1040	Rękawice lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową	XS	100 szt.
	P-1041	Rękawice lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową	S	100 szt.
	P-1042	Rękawice lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową	M	100 szt.
	P-1043	Rękawice lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową	L	100 szt.
	P-1044	Rękawice lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową	XL	100 szt.

Opis

Diagnostyczne rękawice bezpudrowe, powlekane wewnątrz warstwą polimerową. Teksturowane - umożliwiają precyzyjne i pewne chwytanie nawet drobnych przedmiotów. Elastyczne i miękkie, idealnie dopasowują się do dłoni użytkownika. Posiadają rolowany mankiet.

Opakowanie zawiera: 100 szt.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 120 x 200 x 70 mm.