



Pudełko Wheaton na fiołki

WHEATON[®]

Kompaktowe pudełko wykonane z polistyrenu, 40- lub 60-stanowiskowe. Dno wyłożone tworzywem piankowym. Pokrywka z oznaczeniami alfanumerycznymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	9-0261	Kompaktowe pudełko Wheaton na 40 fiołek o śr. do 16 mm	-
	9-0260	Kompaktowe pudełko Wheaton na 60 fiołek o śr. do 13 mm	-
	B-0259	Kompaktowe pudełko Wheaton na 54 fiołki o śr. do 17 mm	-
	9-0262	Karty indeksowe do nr-art. 9-0260	35 szt.
	9-0263	Karty indeksowe do nr-art. 9-0261	35 szt.

Opis

Kompaktowe pudełko wykonane z polistyrenu, 40- lub 60-stanowiskowe. Dno wyłożone tworzywem piankowym. Pokrywka z oznaczeniami alfanumerycznymi.

Dostępne następujące modele:

- **Model 1:** pudełko na 60 fiołek o maks. śr. 13 mm i wys. 50 mm,
- **Model 2:** pudełko na 40 fiołek o maks. śr. 16 mm i wys. 50 mm,
- **Model 3:** pudełko na 54 fiołki o maks. śr. 17 mm i wys. 60 mm.