



Pudełka styropianowe na próbówki 1,5/2,0 ml



Lekkie i poręczne styropianowe pudełka na próbówki 1,5/2,0 ml. Wykonane z EPS. Posiadają specjalnie zaprojektowane duże odstępy między miejscami co ułatwia chwytanie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wymiary	Szt./Op.
	L-0380	Pudełka styropianowe na próbówki 1,5 i 2,0 ml	100 miejsc	336 x 95 x 73 mm	10 szt.
	L-0381	Pudełka styropianowe na próbówki 1,5 i 2,0 ml	50 miejsc	210 x 110 x 71 mm	10 szt.

Opis

Lekkie i poręczne styropianowe pudełka na próbówki 1,5/2,0 ml. Wykonane z EPS. Posiadają specjalnie zaprojektowane duże odstępy między miejscami co ułatwia chwytanie próbek.
Odporne na temperatury w zakresie od -80°C do + 70°C.