



Dozownik do rękawiczek jednorazowych

Dozownik do rękawiczek jednorazowych wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS. Dozownik mieści całe standardowe pudełko z rękawiczkami. Możliwość powieszenia na ścianie ułatwia dołączony zestaw do mocowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1090	Dozownik do rękawiczek jednorazowych

Opis

Dozownik do rękawiczek jednorazowych wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS. Dozownik mieści całe standardowe pudełko z rękawiczkami. Możliwość powieszenia na ścianie ułatwia dołączony zestaw do mocowania.

Kolor: biały.

Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.): 135 x 260 x 95 mm.

Maks. wym. pudełka rękawic (wys. x szer. x gł.): 130 x 250 x 80 mm.

W przypadku doboru dozownika do posiadanych pudełek z rękawicami prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wymiary podane w opisie produktu.