



## Dozownik ścienny na pudełka z rękawiczkami

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
|  | B-0988  | Dozownik ścienny na 1 pudełko rękawiczek |

### Opis

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

**Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.):** 135 x 180 x 85 mm.