



Dozownik ścienny na pudełka z rękawiczkami

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0989	Dozownik ścienny na 3 pudełka rękawiczek

Opis

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.): 477 x 245 x 100 mm.