



Chwytek ochronny Grabbit™ Temp



Przeznaczony do chwytania zimnych i gorących przedmiotów laboratoryjnych. Chroni dłonie przed szkodliwym działaniem wysokich i niskich temperatur podczas pracy w laboratorium. Powierzchnia chwytająca wyposażona w wypustki zapewnia wygodne i pewne osadzenie przedmiotu oraz umożliwia zręczny i bezpieczny chwyt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0112	Chwytek ochronny Grabbit™ Temp

Opis

Przeznaczony do chwytania zimnych i gorących przedmiotów laboratoryjnych.

Chroni dłonie przed szkodliwym działaniem wysokich i niskich temperatur podczas pracy w laboratorium. Powierzchnia chwytająca wyposażona w wypustki zapewnia wygodne i pewne osadzenie przedmiotu oraz umożliwia zręczny i bezpieczny chwyt.

Odporny na temperatury: od -57°C do +260°C.

Materiał: kauczuk silikonowy.