



## Kolorowe krążki do znakowania krioprobówek

Wykonane z polipropylenu. Doskonale pasują do górnej części pokrywki. Ułatwiają identyfikację poszczególnych próbek. Dostępne w 5 różnych kolorach. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.

| Miniatura                                                                           | Nr-art.  | Nazwa                        | Kolor         | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|----------|
|    | A-710530 | Znaczni z PP do krioprobówek | białe         | 500 szt. |
|    | A-710531 | Znaczni z PP do krioprobówek | czerwone      | 500 szt. |
|    | A-710532 | Znaczni z PP do krioprobówek | niebieskie    | 500 szt. |
|   | A-710533 | Znaczni z PP do krioprobówek | zielone       | 500 szt. |
|  | A-710534 | Znaczni z PP do krioprobówek | żółte         | 500 szt. |
|  | A-710538 | Znaczni z PP do krioprobówek | różnokolorowe | 500 szt. |

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Doskonale pasują do górnej części pokrywki. Ułatwiają identyfikację poszczególnych próbek. Dostępne w 5 różnych kolorach. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.