



Statywy na próbki - Bel-Art



Wykonany z polipropylenu. Z możliwością ustawiania piętrowego. Przeznaczony na 72 próbki w rzędach 6 x 12. Autoklawowalny do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Śr. próbek
	6-2270	Statyw na próbki 0,5 ml	na 72 próbki	6 mm
	6-2271	Statyw na próbki 1,5 ml	na 72 próbki	13 mm

Opis

Wykonany z polipropylenu. Z możliwością ustawiania piętrowego. Przeznaczony na 72 próbki w rzędach 6 x 12. Autoklawowalny do 121°C.

Wysokość poziomu górnego: 57 mm.

Wymiary: 228 x 111 x 111 mm.