



## Statywy z polistyrenu piankowego na 50 probówek/krioprobówek

Do przechowywania i transportu probówek. Wykonane z grubego polistyrenu piankowego. Całkowicie wolne od chlorofluorowęglowodorów. Przeznaczone na 50 (5 x 10 szt.) probówek o śr. do 12 mm (np. krioprobówki). Pasują do pudełka kartonowego Nr-Art. 2-2906. Mogą być używane zarówno z pudełkiem jak i bez.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                        | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | 2-2905  | Statywy z polistyrenu piankowego na 50 probówek/krioprobówek | 10 szt.  |
|  | 2-2906  | Pudełka z kartonu do przechowywania i transportu             | 10 szt.  |

### Opis

Do przechowywania i transportu probówek. Wykonane z grubego polistyrenu piankowego. Całkowicie wolne od chlorofluorowęglowodorów. Przeznaczone na 50 (5 x 10 szt.) probówek o śr. do 12 mm (np. krioprobówki). Pasują do pudełka kartonowego Nr-Art. 2-2906. Mogą być używane zarówno z pudełkiem jak i bez.

**Wymiary:** 173 x 105 x wys. 50 mm