






## Akrylowe statywy na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 4 x 12

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor
	1-5063	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 4 x 12	270 x 100 x 50 mm	pomarańczowy
	1-5064	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 4 x 12	270 x 100 x 50 mm	niebieski
	1-5065	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 4 x 12		czerwony

### Opis

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

**Wymiary:** 270 x 100 x 50 mm (dł. x szer. x wys.)

W każdym statywie można umieścić 48 probówek o poj. 1,5 ml.