



Akrylowe statywy na próbówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12

Kolorowe statywy na próbówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor
	1-5066	Akrylowy statyw na próbówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12	270 x 50 x 50 mm	pomarańczowy
	1-5067	Akrylowy statyw na próbówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12	270 x 50 x 50 mm	niebieski
	1-5068	Akrylowy statyw na próbówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12	270 x 50 x 50 mm	czerwony

Opis

Kolorowe statywy na próbówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Wymiary: 270 x 50 x 50 mm (dł. x szer. x wys.)

W każdym statywie można umieścić 24 próbówki o poj. 1,5 ml.