



Statyw na próbki PCR



Stabilny statyw wykonany z PP, autoklawowalny. Format płytek mikrotitracyjnych z 96 stanowiskami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	7-9720	Statyw na próbki PCR	fioletowy	96 miejsc

Opis

Stabilny statyw wykonany z PP. Autoklawowalny. Podczas pracy pewnie utrzymuje próbki w jednej pozycji. Format płytek mikrotitracyjnych z 96 stanowiskami. Odpowiedni pojedynczych próbek PCR o poj. 0,2 ml, pasków 8-stanowiskowych o poj. 0,2 ml i płytek PCR do mikrotestów. Kolor jasnofioletowy.