



Statyw PCR Ergo

Statyw ułatwiający proces pipetowania. Umożliwia rozmieszczenie płytek do PCR i płytek do mikrotestów w sposób zapewniający ergonomiczne pipetowanie. Wyposażony w bezstopniową regulację wysokości i kąta nachylenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-5200	Statyw PCR Ergo z adapterem (opak./10 szt.) do płytek typu non-skirted oraz semi-skirted

Opis

Statyw ułatwiający proces pipetowania. Umożliwia rozmieszczenie płytek do PCR i płytek do mikrotestów w sposób zapewniający ergonomiczne pipetowanie. Wyposażony w bezstopniową regulację wysokości i kąta nachylenia. Do zamocowania pojedynczych probówek do PCR, pasków 8-stanowiskowych oraz płytek do PCR typu non-skirted lub semi-skirted wymagane jest użycie adaptera. Statyw posiada także 8 miejsc do ustawienia probówek reakcyjnych o poj. 1,5 lub 2,0 ml.