



Kolorowe pojemniki ze statywami na próbówki



Pojemniki z polipropylenu przeznaczone do pracy z pipetami 8-kanalowymi. Mogą być również używane jako podpora dla statywów na próbówki 0,2 i 0,5 ml. Pojemniki można łączyć ze sobą w zależności od zastosowania.

Statywy na próbówki 0,2 ml przeznaczone są na pojedyncze próbówki PCR lub paski 8- stanowiskowe. Z numeracją stanowisk. Statywy na próbówki 0,5 ml mieszczą 6 próbek o pojemności 0,5, 0,75 i 1,2 ml. Z numeracją stanowisk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Materiał	Szt./Op.
	7-4751	Pojemniki	naturalny	PP	10 szt.
	7-4752	Pojemniki	niebieski	PP	10 szt.
	7-4753	Pojemniki	żółty	PP	10 szt.
	7-4754	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,2 ml	naturalny	PP	10 szt.
	7-4755	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,2 ml	niebieski	PP	10 szt.
	7-4756	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,2 ml	żółty	PP	10 szt.
	7-4757	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,5 ml	naturalny	PP	10 szt.
	7-4758	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,5 ml	niebieski	PP	10 szt.
	7-4759	Pojemniki ze statywami na próbówki 0,5 ml	żółty	PP	10 szt.

Opis

Pojemniki z polipropylenu przeznaczone do pracy z pipetami 8-kanalowymi. Mogą być również używane jako podpora dla statywów na próbówki 0,2 i 0,5 ml (Nr-Art. 7-4754 do 7-4759). Pojemniki można łączyć ze sobą w zależności od zastosowania. Różnice kolorów ułatwiają identyfikację odczynników, próbek, itp.

Wymiary pojemnika (dł. x szer. x wys.): 90 x 20 x 20 mm.

Statywy na próbówki 0,2 ml przeznaczone są na pojedyncze próbówki PCR lub paski 8- stanowiskowe. Posiadają numerację stanowisk od 1 do 8. Statywy na próbówki 0,5 ml mieszczą 6 próbek o pojemności 0,5, 0,75 i 1,2 ml. Posiadają numerację stanowisk od 1 do 6.

Wymiary statywów (dł. x szer. x wys.): 90 x 20 x 42 mm.