



Fartuchy laboratoryjne z stójką - damskie i męskie



Biały fartuch laboratoryjny ze stójką. Wykonany ze 100% bawełny. Z długim rękawem. Zakryta plisa z mocno przyszytymi guzikami. Może być gotowany oraz chlorowany. Jedna kieszeń na wysokości piersi i dwie kieszenie boczne. Z paskiem na plecach i rozcięciem z tyłu.

Produkt wycofany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Rozmiar
	4-1270	Fartuch laboratoryjny	damski	36
	4-1271	Fartuch laboratoryjny	damski	38
	4-1272	Fartuch laboratoryjny	damski	40
	4-1273	Fartuch laboratoryjny	damski	42
	4-1274	Fartuch laboratoryjny	damski	44
	4-1275	Fartuch laboratoryjny	damski	46
	4-1276	Fartuch laboratoryjny	męski	46
	4-1277	Fartuch laboratoryjny	męski	48
	4-1278	Fartuch laboratoryjny	męski	50
	4-1279	Fartuch laboratoryjny	męski	52
	4-1280	Fartuch laboratoryjny	męski	54
	4-1281	Fartuch laboratoryjny	męski	56

Opis

Biały fartuch laboratoryjny ze stójką. Wykonany ze 100% bawełny. Z długim rękawem. Zakryta plisa z mocno przyszytymi guzikami. Może być gotowany oraz chlorowany. Jedna kieszeń na wysokości piersi i dwie kieszenie boczne. Z paskiem na

plecach i rozcięciem z tyłu.

Model damski: dł. 105 cm, krój dopasowany do figury.

Model męski: dł. 112 cm.

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.