



Statywy Pop-Up™ Rack na próbki 15 lub 50 ml

Statywy, które można składać. Przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 15 lub 50 ml. Można w nich umieścić 45 probówek o poj. 15 ml (nr art. B-0493) lub 18 probówek o poj. 50 ml (nr art. B-0494). Każdy otwór posiada osobne oznaczenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-0493	Statywy Pop-Up™ Rack na próbki o poj. 15 ml	fioletowy	45 miejsc	2 szt.
	B-0494	Statywy Pop-Up™ Rack na próbki o poj. 50 ml	zielony	18 miejsc	2 szt.

Opis

Statywy, które można składać. Przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 15 lub 50 ml. Można w nich umieścić 45 probówek o poj. 15 ml (nr art. B-0493) lub 18 probówek o poj. 50 ml (nr art. B-0494). Każdy otwór posiada osobne oznaczenie. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawiania piętrowego statywów złożonych i rozłożonych. Wykonane z PP.

Statywy nie są przystosowane do autoklawowania.

Wymiary: 255 x 137 mm (dł. x gł.).

Wysokość statywu złożonego: 21 mm.

Wysokość statywu rozłożonego: 72 mm.