



Szkiełka mikroskopowe podstawowe Polysine[®]



Wysokiej jakości adhezyjne szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific) Z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°. Posiadają białe pole do opisu. Świeże bądź zamrożone fragmenty tkanki lub parafinowe fragmenty tkanki i rozmazy cytologiczne zostają elektrostatycznie i chemicznie związane z powierzchnią szkła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Krawędzie	Wymiary	Grubość	Szt./Op.
	B-1213	Szkiełka mikroskopowe podstawowe Polysine [®]	białe	szlifowane pod kątem 90°	75 x 25 mm	1,0 mm	72 szt.

Opis

Wysokiej jakości adhezyjne szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific)

Świeże bądź zamrożone fragmenty tkanki lub parafinowe fragmenty tkanki i rozmazy cytologiczne zostają elektrostatycznie i chemicznie związane z powierzchnią szkła. Adhezyjność szkiełek mikroskopowych Polysine[®] jest lepsza niż standardowych szkiełek proteinowanych bądź silanizowanych.

Zastosowanie: hybrydyzacja DNA in situ, preparowanie do cytowania, metody immunocytochemiczne.