



Szkiełka mikroskopowe z łezką (wgłębieniem, szlifowane krawędzie)



Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, krawędzie szlifowane pod kątem 90 stopni. Stosowane w przypadku obserwowania preparatów płynnych i półpłynnych w postaci tzw. kropli wiszącej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba wgłębień	Szt./Op.
	B-0515	Szkiełka mikroskopowe z łezką (wgłębieniem)	1 wgłębienie	50 szt.
	B-0516	Szkiełka mikroskopowe z łezką (wgłębieniem)	2 wgłębienia	50 szt.
	B-0517	Szkiełka mikroskopowe z łezką (wgłębieniem)	3 wgłębienia	50 szt.

Opis

Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, krawędzie szlifowane pod kątem 90 stopni. Stosowane w przypadku obserwowania preparatów płynnych i półpłynnych w postaci tzw. kropli wiszącej.

Wymiary szkiełka: 76 x 26 x 1,2-1,5 mm.

Śr. wgłębienia: 15-18 mm.

Gł. wgłębienia: 0,6-0,8 mm.