



Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe

FOR MY LAB
neoLab[®]

Kasetka wykonana z polistyrenu. Przeznaczona na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Ze szczelnie zamykanym wieczkiem. Nadaje się do przechowywania lub do transportu. Numeracja na dnie ułatwia identyfikację poszczególnych szkiełek podstawowych. Możliwość ustawiania piętrowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Liczba miejsc
	2-2315	Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe	PS	biała	50 szkiełek
	2-2345	Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe	PS	żółta	50 szkiełek
	2-2346	Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe	PS	niebieska	50 szkiełek
	2-2347	Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe	PS	zielona	50 szkiełek
	2-2348	Kolorowa kasetka na szkiełka podstawowe	PS	czerwona	50 szkiełek

Opis

Kasetka wykonana z polistyrenu. Przeznaczona na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Ze szczelnie zamykanym wieczkiem. Nadaje się do przechowywania lub do transportu. Numeracja na dnie ułatwia identyfikację poszczególnych szkiełek podstawowych. Możliwość ustawiania piętrowego.

Wymiary zewnętrzne: 177 x 83 x 32 mm (dł. x szer. x wys.).