



Kasetka na szkiełka podstawowe, do zamrażania

Specjalna kasetka na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Przeznaczona do zamrażania wrażliwych preparatów, które muszą być przechowywane w temperaturze ok. -20°C. Wykonana z PC. Pyłoszczelna. Autoklawowalna. Odporna na temperatury od -130°C do +130°C. Zapewnia ochronę przed dostępem światła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	2-2200	Kasetka na szkiełka podstawowe - do zamrażania	PC	żółty	83 x 177 x 32 mm	50 szkiełek

Opis

Specjalna kasetka na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Przeznaczona do zamrażania wrażliwych preparatów, które muszą być przechowywane w temperaturze ok. -20°C. Wykonana z PC. Pyłoszczelna. Autoklawowalna. Odporna na temperatury od -130°C do +130°C. Zapewnia ochronę przed dostępem światła.

Kolor: żółty.

Możliwość ustawiania piętrowego.

Wymiary: 83 x 177 x 32 mm .