



Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem



Fartuch damski najwyższej jakości. Wygodny w noszeniu. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Zakryta plisa z guzikami zatrzaskowymi. Może być gotowany oraz chlorowany. Nadaje się do prania przemysłowego i suszenia w suszarkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	4-1385	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	36
	4-1386	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	38
	4-1387	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	40
	4-1388	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	42
	4-1389	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	44
	4-1397	Fartuch laboratoryjny damski z wykładanym kołnierzem	46

Opis

Fartuch damski najwyższej jakości. Wygodny w noszeniu. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Zakryta plisa z guzikami zatrzaskowymi. Może być gotowany oraz chlorowany. Nadaje się do prania przemysłowego i suszenia w suszarkach. Jedna kieszeń na wysokość piersi, dwie kieszenie boczne. Z rozcięciem z tyłu i paskiem na plecach. Krój dopasowany do figury.

Długość: 105 cm.

Gramatura: ok. 215 g/m².

Inne rozmiary (32 do 58) dostępne na zapytanie.