



Statywy ekonomiczne na próbówki



Stabilne, kolorowe statywy wykonane z polipropylenu. Nadają się do kąpeli wodnej. Zachowują stabilność nawet w niespokojnej wodzie. Alfnumeryczne kodowanie rzędów ułatwia identyfikację próbek. Możliwość ustawiania piętrowego. Statywy dostarczane są w postaci rozłożonej. Łatwe w montażu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rzędy	Kolor	Na próbówki
	6-2500	Statyw ekonomiczny z PP	6 x 15	biały	13 mm
	6-2501	Statyw ekonomiczny z PP	5 x 12	biały	16 mm
	6-2510	Statyw ekonomiczny z PP	6 x 15	czerwony	13 mm
	6-2521	Statyw ekonomiczny z PP	5 x 12	niebieski	16 mm
	6-2520	Statyw ekonomiczny z PP	6 x 15	niebieski	13 mm
	6-2512	Statyw ekonomiczny z PP	4 x 10	czerwony	20 mm
	6-2514	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 7	czerwony	30 mm
	6-2511	Statyw ekonomiczny z PP	5 x 12	czerwony	16 mm
	6-2502	Statyw ekonomiczny z PP	4 x 10	biały	20 mm
	6-2522	Statyw ekonomiczny z PP	4 x 10	niebieski	20 mm
	6-2503	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 8	biały	25 mm
	6-2513	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 8	czerwony	25 mm
	6-2523	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 8	niebieski	25 mm
	6-2504	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 7	biały	30 mm
	6-2524	Statyw ekonomiczny z PP	3 x 7	niebieski	30 mm

Opis

Stabilne, kolorowe statywy wykonane z polipropylenu. Nadają się do kąpieli wodnej. Zachowują stabilność nawet w niespokojnej wodzie. Alfanumeryczne kodowanie rzędów ułatwia identyfikację probówek. Możliwość ustawiania piętrowego. Statywy dostarczane są w postaci rozłożonej. Łatwe w montażu.

Wymiary zewnętrzne: 246 x 104 x 64 mm.