



Statywy składane na próbki

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Rozkładany statyw na próbki. Wykonany z PP. Może być sterylizowany w autoklawie. Dla ułatwienia identyfikacji próbek naniesiona jest siatka numeryczna. Dostarczany w formie przeznaczonej do własnoręcznego montażu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Liczba miejsc	Kolor
	B-1065	Statyw na próbki	13 mm	90 miejsc	turkusowy
	B-1066	Statyw na próbki	16 mm	60 miejsc	turkusowy
	B-1067	Statyw na próbki	20 mm	40 miejsc	turkusowy
	B-1068	Statyw na próbki	25 mm	24 miejsca	turkusowy
	B-1069	Statyw na próbki	30 mm	21 miejsc	turkusowy

Opis

Rozkładany statyw na próbki. Wykonany z PP. Może być sterylizowany w autoklawie. Dla ułatwienia identyfikacji próbek naniesiona jest siatka numeryczna. Dostarczany w formie przeznaczonej do własnoręcznego montażu.

Wym. statywu (szer. x dł. x wys.): 110 x 250 x 70 mm.