



## Fartuchy laboratoryjne z bawełny - długość 1/1 - damskie i męskie



Fartuch laboratoryjny ze 100% białej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Z długim rękawem. Wzmocnione kieszenie boczne i kieszeń na wysokości piersi. Odporny na chlorowanie i łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                 | Typ    | Rozmiar |
|-----------|---------|-----------------------|--------|---------|
|           | 4-1044  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 44      |
|           | 4-1046  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 46      |
|           | 4-1048  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 48      |
|           | 4-1050  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 50      |
|           | 4-1052  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 52      |
|           | 4-1054  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 54      |
|           | 4-1056  | Fartuch laboratoryjny | męski  | 56      |
|           | 4-1136  | Fartuch laboratoryjny | damski | 36      |
|           | 4-1138  | Fartuch laboratoryjny | damski | 38      |
|           | 4-1140  | Fartuch laboratoryjny | damski | 40      |
|           | 4-1142  | Fartuch laboratoryjny | damski | 42      |
|           | 4-1144  | Fartuch laboratoryjny | damski | 44      |
|           | 4-1146  | Fartuch laboratoryjny | damski | 46      |

### Opis

Fartuch laboratoryjny ze 100% białej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Z długim rękawem. Wzmocnione kieszenie boczne i kieszeń na wysokości piersi. Odporny na chlorowanie i łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany.

**Fartuch damski:** dł. 105 cm, z zapięciem na guziki, paskiem na plecach i rozcięciem z tyłu.

**Fartuch męski:** dł. 104 cm, z zatrzaskami.